

# “手軽”に“素早く”測定できるデジタル糖度計

糖度

食品  
農業



## どなたでも簡単に測定できます！

デジタル糖度計HI 96801およびHI 96811は、サンプルの屈折率を測定しそれを糖度(% Brix)に換算して表示します。HI 96801は0~85% Brix、HI 96811は0~50% Brixの測定範囲を持ち、用途に合わせてお選びいただけます。測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に基づき、信頼性の高い測定が行えます。

## 主な特長

- ✓ 測定や校正はとても簡単！  
測定は、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしREADボタンを押すだけです。
- ✓ 測定時間も約1.5秒であっという間。
- ✓ 校正も数滴の純水や蒸留水で簡単に行えます。
- ✓ 頑丈なボディにIP65の防水機能付き
- ✓ 大きな画面には測定値と温度を同時表示



品番	HI 96801	HI 96811
品名	デジタル糖度計	
Brix %	測定範囲	0.0~85.0% Brix    0.0~50.0% Brix
	検出単位	0.1% Brix (精度: ±0.2% Brix)
温度	測定範囲	0.0~80.0°C
	検出単位	0.1°C (精度: ±0.3°C)
校正	水 (蒸留水、精製水)	
温度補償	自動 (10~40°C)	
測定時間	約1.5秒 (測定必要量: 約2滴)	
発光源	Yellow LED	
セル	ステンレスリング&フリントガラスプリズム	
本体材質、防水	ABS樹脂、IP65	
電源	9Vアルカリ電池 1個 (約5000回の測定)	
自動電源オフ	約3分間の未使用后	
サイズ、重さ	幅192×奥行102×高さ67mm 420g	
価格(税抜)	30,000円	28,000円

### <付属品>

本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書他

ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社



〒261-0023

千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 NTT幕張ビル14F

TEL : 043-216-2601 FAX : 043-216-2602

E-mail : sales@hanna.co.jp

「ハンナジャパン」で検索