

ハンナと言えば 吸光光度計 でしょ、

★★★★キャンペーン★★★★

キットタイプなら **14,000円**以上お得！！

★校正性能が好評
★高い精度&信頼性
★2018年“限定”の
キットタイプが
オススメ！



キャンペーン対象品は
アンモニア、塩化物
亜硝酸、硝酸、鉄、銅
全硬度、カルシウム硬
度、マグネシウム硬
度、シリカ、硫酸塩、色度
フッ化物、ニッケル
マンガン、カリウム
リン、リン酸、臭素
ヨウ素、ヒドラジン
アニオン界面活性剤
など30機種以上！

ポータブル吸光光度計 “HI 96シリーズ”

キャンペーン内容

HI 96シリーズの最大の特長である、“校正”にはバリデーター（標準液セット）を使用します。通常、バリデーターはオプション品ですが、今回はバリデーターを含めアクセサリ類がケースに入ったキットタイプを期間限定でご用意。（2018年12月末まで）
これにより、本体と別々で買うのに比べ**14,000円**以上お得に！対象製品は30機種以上。
詳細は弊社ホームページをご覧ください。「[ハンナジャパン](#)」で検索



キットタイプには、
測定器本体、測定用ガラスセル&キャップ2組、バリデーター、
セル面清浄用布1枚、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書、
ハードキャリングケースが含まれます。※測定に使用する試薬は別売り



バリデーターとは？
標準液セットのことで
お客様自身で数値の検
証と校正が可能。その
ため常に高い精度と信
頼性を維持できます。

 **HANNA**[®]
instruments

ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6

エム・ベイポイント幕張14F

TEL:043-216-2601 FAX:043-216-2602

E-mail : sales@hanna.co.jp