

安全データシート (SDS)

1. 化学物質等および会社情報

製品名：pH 測定器 (HI 96710) 用標準液 B

品 番：HI 96710-11-B

製造者：Hanna Instruments, Inc.

会社名：ハンナ インストゥルメンツ・ジャパン株式会社

住 所：〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6 エム・ベイポイント幕張 14F

担 当：営業課

電 話：043-216-2601

F A X：043-216-2602

E-mail：sales@hanna.co.jp

2. 危険有害性の要約

製品の GHS 分類、ラベル要素

GHS 分類

金属に腐食性の物質または混合物：区分 1

発癌性：区分 1B

生殖細胞変異原性：区分 2

生殖毒性：区分 1B

皮膚腐食性：区分 1B

眼への損傷：区分 1

呼吸器感作性：区分 1

皮膚感作性：区分 1

※ 記載の無い GHS 分類区分については分類対象外、区分外となります。

注意喚起語：危険

絵文字：



- 危険情報：金属に対して腐食の恐れがあります。
発癌の恐れがあります。
遺伝的欠陥を引き起こす恐れがあります。
生殖能へ悪影響を及ぼす恐れがあります。
重篤なやけどや眼の損傷を引き起こす恐れがあります。
吸入するとアレルギーや喘息の症状や呼吸困難を引き起こす恐れがあります。
アレルギー性皮膚反応を引き起こす恐れがあります。
水生生物に有害で、長期的な悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 予防情報：塵、煙、ガス、霧、蒸気、スプレーを吸入しないでください。
自然環境の中に廃棄しないでください。
適切な保護具（手袋、着衣、ゴーグル）を用いる。

3. 組成および成分情報

単一製品・混合物の区別：	混合製品（液体）	
化学名：	塩化コバルト（Ⅱ）六水和物	塩酸
含有量：	5%未満	3%未満
CAS No.：	7791-13-1	7647-01-0

4. 応急措置

- 吸入した場合：すぐに医師の診察を受ける。換気をする。呼吸が困難な場合は人工呼吸をする。
- 皮膚に付着した場合：付着した衣服を脱ぎ、肌の付着した部分をシャワーですぐに洗い流す。医師の診察を受ける。
- 目に入った場合：コンタクトレンズを装着している場合は外す。瞼を広げ、多量の水で少なくとも30～60分洗い流す。痛む時は医師の診察を受ける。
- 飲み込んだ場合：多量の水を飲み、吐かせない。すぐに医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

- 消火剤：水スプレー、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素
- 特有の危険有害性：火災の場合煙霧を吸い込まない。
- 消火を行う者の保護：消火に当たっては保護具を使用し、危険な場所に留まらない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：室内では換気をし、適切な保護具を着用する。

環境に対する注意事項：下水道、地表水、地下水に漏洩しないようにする。

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱上の注意：眼や皮膚への接触を避ける。

蒸気、ガス等を避け、吸入しないようにする。

使用中は飲食や喫煙をしない。

使用後はてを洗う。

保管上の注意：常温（15～25℃）で保管する。

直射日光をさけ、湿度の高いところに保管しない。

蓋をしっかりと締める。

決められた人のみが行うようにする。

8. 暴露防止および保護措置

設備対策：該当情報なし

管理濃度：該当情報なし

許容濃度：該当情報なし

呼吸器の保護具：防塵マスク

目の保護具：安全ゴーグル

皮膚および身体の保護具：不浸透性保護具、保護手袋

9. 物理的および化学的性質

外観：赤色の液体

臭い：無臭

比重（密度）：1.0g/cm³以下（@20℃）

融点：データなし

沸点：データなし

溶解性：可溶

pH：0.5（@20℃）

10. 安定性および反応性

避けるべき条件：該当情報なし
避けるべき物質：該当情報なし
危険有害反応可能性：該当情報なし
安定度：良好

11. 有害性情報

塩化コバルト（Ⅱ）六水和物

急性毒性：

経口： ラット LD50 766mg/kg

塩酸

吸入： ラット LC50 4.74mg/l

皮膚腐食性・刺激性： 皮膚に対して腐食性あり

目に対する重篤な損傷・刺激性： 深刻な眼の刺激を引き起こす恐れあり

呼吸器感作性または皮膚感作性： 皮膚感作性あり

生殖細胞変異原性： 遺伝的欠陥を引き起こす恐れあり

発癌性： 発がん性の恐れあり

生殖毒性： 生殖に対して有害な恐れあり

特定標的臓器・全新毒性： 該当情報なし

吸引性呼吸器有害性： 該当情報なし

12. 環境影響情報

水生生物に有害で、長期的な悪影響を及ぼす恐れがあります。

13. 廃棄上の注意

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従って廃棄する。
または廃棄専門業者に委託すること。

14. 輸送上の注意

運搬時には転倒、落下、損傷がないようしっかりと積み込む。

国連分類：Ⅲ 等級：9

国連番号：3082

国内規制：該当情報なし

15. 適用法令

毒物および劇物取締法：非該当

労働安全衛生法：

 特定化学物質 第2類 塩化コバルト(II)六水和物

 第3類 塩酸

 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

 塩化コバルト(II)六水和物（別表第9の172）

 塩酸（別表第9の98）

 腐食性液体（規則第326条） 塩酸

化学物質管理促進法（PRTR法）：

 第1種指定化学物質 1-132（塩化コバルトⅡ六水和物）

消防法：非該当

16. その他の情報

記載内容の取扱い

この製品安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅している物ではありませんので、取り扱いには十分注意してください。また含有量、物理・化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。