

## 製品安全データシート

---

### 1. 化学物質等および会社情報

製品名：HI 93700A-0 アンモニア態窒素（LR）測定試薬 A

品番：HI 93700-01（100 回分）および HI 93700-03（300 回分）

製造者：Hanna Instruments, Inc.

会社名：ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社

住所：〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6 NTT 幕張ビル 14F

担当：営業課

電話：043-216-2601

F A X：043-216-2602

E-mail：sales@hanna.co.jp

---

### 2. 危険有害性の要約

注意喚起語：該当情報なし

絵文字：該当情報なし

危険情報：該当情報なし

予防情報：該当情報なし

### 3. 組成および成分情報

単一製品・混合物の区別： 混合製品（液体）

化学名： 該当情報なし

含有量： 該当情報なし

CAS No.： 該当情報なし

危険な成分は含んでおりません。

#### 4. 応急措置

吸入した場合：換気をする。

皮膚に付着した場合：多量の水で洗い流す。

目に入った場合：水で洗い流す。

飲み込んだ場合：水で口を十分にすすぎ多量の水を飲む。気分がすぐれない場合は医師の診察を受ける。

#### 5. 火災時の措置

消火剤：散水、泡消化剤、粉末消火剤、二酸化炭素

特有の危険有害性：不燃性。

消火を行う者の保護：消火に当たっては保護具を使用する。

#### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：該当情報なし

環境に対する注意事項：下水道に漏洩しないようにする。

#### 7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱上の注意：しっかりと保管する。

保管上の注意：常温（15～25℃）で保管する。

蓋はきつく閉じておく。

直射日光をさけ、湿度の高いところに保管しない。

決められた人のみを取り扱うようにする。

#### 8. 暴露防止および保護措置

設備対策：一般的な労働衛生上の決まりに従う。

呼吸器の保護具：防塵マスク

目の保護具：安全ゴーグル

皮膚および身体の保護具：不浸透性保護具、保護手袋

## 9. 物理的および化学的性質

外観：液体

臭い：無臭

比重（密度）：～1.22g/cm<sup>3</sup>（@20°C）

融点：データなし

沸点：データなし

溶解性：可溶

pH：12.5

## 10. 安定性および反応性

避けるべき条件：高温

危険有害反応可能性：該当情報なし

避けるべき物質：該当情報なし

安定度：良好

## 11. 有害性情報

吸入：	該当情報なし
皮膚腐食性・刺激性：	該当情報なし
目に対する重篤な損傷・刺激性：	該当情報なし
呼吸器感作性または皮膚感作性：	該当情報なし
生殖細胞変異原性：	該当情報なし
発癌性：	該当情報なし
生殖毒性：	該当情報なし
特定標的臓器・全身毒性：	該当情報なし
吸引性呼吸器有害性：	該当情報なし

## 12. 環境影響情報

適切に処置した場合、危険性は認められない。

### 13. 廃棄上の注意

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従って廃棄する。  
または廃棄専門業者に委託すること。

### 14. 輸送上の注意

運搬時には転倒、落下、損傷がないようしっかりと積み込む。

国連分類：該当情報なし

国連番号：該当情報なし

国内規制：該当情報なし

### 15. 適用法令

毒物および劇物取締法：非該当

消防法：非該当

### 16. その他の情報

#### 記載内容の取扱い

この製品安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅している物ではありませんので、取り扱いには十分注意してください。また含有量、物理・化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。