

安全データシート (SDS)

1. 化学物質等および会社情報

製品名 : HI 739B-0 フッ化物 (高濃度) 測定用試薬 B

品 番 : HI 739-26 (25 回分)

製造者 : Hanna Instruments, Inc.

会社名 : ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社

住 所 : 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6 NTT 幕張ビル 14F

担 当 : 営業課

電 話 : 043-216-2601

F A X : 043-216-2602

E-mail : sales@hanna.co.jp

2. 危険有害性の要約

危険な成分を含みません。

3. 組成および成分情報

液体

4. 応急措置

吸入した場合 : 換気をする。呼吸が困難な時は医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合 : 付着した部分を水と石鹼で洗い流す。

目に入った場合 : 多量の水で 15 分以上洗い流す。痛みがある場合は医師の診察を受ける。

飲み込んだ場合 : 意識がある場合は多量の水でうがいをする。気分が優れない時は医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤：水スプレー、二酸化炭素、粉末消火剤、泡消火剤

特有の危険有害性：不燃性。

消火を行う者の保護：消火に当たっては保護具を使用し、危険な場所に留まらない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：該当情報なし

環境に対する注意事項：該当情報なし

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱上の注意：該当情報なし

保管上の注意：常温（15～25℃）で蓋をしっかりと閉めて保管する。

直射日光をさけ、湿度の高いところに保管しない。

8. 暴露防止および保護措置

設備対策：該当情報なし

管理濃度：該当情報なし

許容濃度：該当情報なし

呼吸器の保護具：防塵マスク

目の保護具：安全ゴーグル

皮膚および身体の保護具：不浸透性保護具、保護手袋

9. 物理的および化学的性質

外観：赤色の液体

臭い：無臭

比重（密度）：1.06g/cm³ @20℃

融点：データなし

沸点：100℃

溶解性：可溶

pH：6

10. 安定性および反応性

- 避けるべき条件：沸点以上の高温
避けるべき物質：該当情報なし
危険有害反応可能性：該当情報なし
安定度：該当情報なし

11. 有害性情報

急性毒性：

- | | |
|-----------------|----------|
| 経口： | 該当情報なし |
| 経皮： | 該当情報なし |
| 吸入： | 該当情報なし |
| 皮膚腐食性・刺激性： | 僅かに刺激性あり |
| 目に対する重篤な損傷・刺激性： | 僅かに刺激性あり |
| 呼吸器感作性または皮膚感作性： | 該当情報なし |
| 生殖細胞変異原性： | 該当情報なし |
| 発癌性： | 該当情報なし |
| 生殖毒性： | 該当情報なし |
| 特定標的臓器・全身毒性： | 該当情報なし |
| 吸引性呼吸器有害性： | 該当情報なし |

12. 環境影響情報

適切に扱われた場合、環境に対する影響はありません。

13. 廃棄上の注意

該当情報なし

14. 輸送上の注意

- 国連分類：該当情報なし
国連番号：該当情報なし
国内規制：該当情報なし

15. 適用法令

毒物および劇物取締法：非該当

消防法：非該当

16. その他の情報

記載内容の取扱い

この製品安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅している物ではありませんので、取り扱いには十分注意してください。また含有量、物理・化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

2015 年 10 月改訂