

安全データシート (SDS)

---

1. 化学物質等および会社情報

製品名：セル用洗浄液 (230mL)

品 番：HI 93703-50

製造者：Hanna Instruments, Inc.

会社名：ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社

住 所：〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6 NTT 幕張ビル 14F

担 当：営業課

電 話：043-216-2601

F A X：043-216-2602

E-mail：sales@hanna.co.jp

---

2. 危険有害性の要約

注意喚起語：危険

絵文字：



危険情報：引火性の液体および蒸気。

予防情報：熱、火花、裸火、高温から遠ざける。—禁煙

### 3. 組成および成分情報

単一製品・混合物の区別： 混合製品（液体）

化学名： エタノール

含有量： 35%未満

CAS No. : 64-17-5

### 4. 応急措置

吸入した場合：換気をする。

皮膚に付着した場合：多量の水で洗い流す。付着した衣服を脱ぐ。

目に入った場合：多量の水で10分以上洗い流す。医師の診察を受ける。

飲み込んだ場合：すぐ多量の水を飲ませる。不快感がある場合は医師の診察を受ける。

### 5. 火災時の措置

消火剤：水スプレー、粉末消火剤、二酸化炭素

特有の危険有害性：火災時は速やかに容器を現場から遠ざける。

消火を行う者の保護：消火に当たっては保護具を使用し、危険な場所に留まらない。

### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：保護具を使用し、危険な場所に留まらない。。

環境に対する注意事項：該当情報なし。

### 7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱上の注意：蒸気、ミスト、ガスが皮膚に触れたり吸いこまないようにする。

保護衣を着用する。

保管上の注意：常温（15～25℃）で保管する。

直射日光をさけ、湿度の高いところに保管しない。

#### 8. 暴露防止および保護措置

設備対策：安全シャワー、洗顔器

管理濃度：該当情報なし

許容濃度：TWA：1000ppm（USA ACGIH）

呼吸器の保護具：防塵マスク

目の保護具：安全ゴーグル

皮膚および身体の保護具：不浸透性保護具、保護手袋

#### 9. 物理的および化学的性質

外観：ピンク色の液体

臭い：アルコール臭

比重（密度）：0.94g/cm<sup>3</sup>（@20°C）

融点：データなし

沸点：データなし

溶解性：可溶

pH：7

#### 10. 安定性および反応性

避けるべき条件：高温

避けるべき物質：一酸化炭素、二酸化炭素

危険有害反応可能性：該当情報なし

安定度：良好

## 11. 有害性情報

## 急性毒性：

経口：	ラット LD50	7060mg/kg
経皮：	該当情報なし	
吸入：	該当情報なし	
皮膚腐食性・刺激性：	刺激あり	
目に対する重篤な損傷・刺激性：	該当情報なし	
呼吸器感受性または皮膚感受性：	該当情報なし	
生殖細胞変異原性：	該当情報なし	
発癌性：	該当情報なし	
生殖毒性：	該当情報なし	
特定標的臓器・全身毒性：	該当情報なし	
吸引性呼吸器有害性：	該当情報なし	

## 12. 環境影響情報

適切に処置した場合、危険性は認められない。

## 13. 廃棄上の注意

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従って廃棄する。  
または廃棄専門業者に委託すること。

## 14. 輸送上の注意

運搬時には転倒、落下、損傷がないようしっかりと積み込む。

国連分類：3

国連番号：1170

国内規制：該当情報なし

## 15. 適用法令

毒物および劇物取締法：非該当

消防法：非該当

PRTR 法：非該当

## 16. その他の情報

### 記載内容の取扱い

この製品安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅している物ではありませんので、取り扱いには十分注意してください。また含有量、物理・化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

2015 年 12 月改訂