

製品安全データシート

1. 化学物質等および会社情報

製品名 : HI 93712B-0 アルミニウム測定用試薬

品 番 : HI 93712-01 (100 回分) および HI 93712-03 (300 回分)

製造者 : Hanna Instruments, Inc.

会社名 : ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社

住 所 : 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6 NTT 幕張ビル 14F

担 当 : 営業課

電 話 : 043-216-2601

F A X : 043-216-2602

E-mail : sales@hanna.co.jp

2. 危険有害性の要約

注意喚起語 : 危険

絵文字 :



危険情報 : 皮膚に刺激性があります。

目に損傷を与えます。

予防情報 : 適切な保護具 (手袋、着衣、ゴーグル) を用いる。

目に入った場合 : 数分間注意深く洗う。コンタクトレンズを着用してい
て容易に外せる場合は外して、洗浄を続ける。

8. 暴露防止および保護措置

設備対策：該当情報なし

管理濃度：該当情報なし

許容濃度：該当情報なし

呼吸器の保護具：防塵マスク

目の保護具：安全ゴーグル

皮膚および身体の保護具：不浸透性保護具、保護手袋

9. 物理的および化学的性質

外観：赤味をおびた粉末

臭い：無臭

比重（密度）：データなし

融点：データなし

沸点：データなし

溶解性：可溶

pH：3.8 未満（@50g/L の水溶液）

10. 安定性および反応性

避けるべき条件：高温

避けるべき物質：強い酸化剤

危険有害反応可能性：該当情報なし

安定度：良好

11. 有害性情報

塩化コバルト（Ⅱ）を無水物とした場合

急性毒性：

経口：	ラット LD50	2260mg/kg
経皮：	該当情報なし	
吸入：	該当情報なし	
皮膚腐食性・刺激性：	該当情報なし	
目に対する重篤な損傷・刺激性：	該当情報なし	
呼吸器感作性または皮膚感作性：	該当情報なし	
生殖細胞変異原性：	該当情報なし	
発癌性：	該当情報なし	
生殖毒性：	該当情報なし	
特定標的臓器・全新毒性：	該当情報なし	
吸引性呼吸器有害性：	該当情報なし	

12. 環境影響情報

適切に処置した場合、危険性は認められない。

13. 廃棄上の注意

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従って廃棄する。
または廃棄専門業者に委託すること。

14. 輸送上の注意

運搬時には転倒、落下、損傷がないようしっかりと積み込む。

国連分類：該当情報なし

国連番号：該当情報なし

国内規制：該当情報なし

15. 適用法令

毒物および劇物取締法：非該当

消防法：非該当

16. その他の情報

記載内容の取扱い

この製品安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅している物ではありませんので、取り扱いには十分注意してください。また含有量、物理・化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

2013年10月改訂