

お客様各位

## HI 93703-51(分散剤)販売中止のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社 HI 93703-51(分散剤)を、販売中止とさせていただくこととなりました。このため単品での販売だけでなく、同製品が同梱されていた次の製品からも取り除かれる事となります。

- ・ HI 93737-01 および HI 93737-03(銀測定試薬)
- ・ HI 93740-01 および HI 93740-03(ニッケル(LR)測定試薬)
- ・ HI 93748-01 および HI 93748-03(マンガン(LR)測定試薬)

HI 93703-51(分散剤)は、上記製品の使用時に測定サンプルの温度が 30℃以上あると、試薬を添加した際濁る場合があります、この濁りを取り除くために使用されていましたが、サンプルの温度が 20~25℃であれば試薬を添加した時に濁る恐れがほとんどないため、製造原価の高騰等も考慮し、販売および同梱を中止とさせていただく事となりました。

なお、上記製品(銀、ニッケル LR、マンガン LR 各試薬)から HI 93703-51 は取り除かれますが、試薬自体は継続販売とし、価格については従来通りとさせていただきます。

皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程よろしく願いいたします。

敬具

ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6  
TEL : 043-216-2601  
FAX : 043-216-2602  
email: sales@hanna.co.jp  
Web: 「ハンナジャパン」で検索