

お客様各位

ポータブル pH 計 リニューアルのご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、次のポータブル pH 計がリニューアルされます。

- ・ HI 8314N → HI 8314-1 （交換用 pH 電極は HI 1217-1）
- ・ HI 83141N → HI 83141-1 （交換用 pH 電極は従来通り BNC コネクタタイプ）

従来機種とは内蔵の温度センサーが異なりますが（PTC サーミスタから NTC サーミスタに変更）、仕様、外観および価格に関しては従来機種と同じです。
各機種とも在庫が切れ次第、順次新製品に切り替えさせていただきます。
※ HI 8314N 用の交換電極 HI 1217D は引き続き販売いたします。

皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程よろしく願いいたします。

敬具

ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6 エム・ベイポイント幕張 14F

TEL : 043-216-2601

FAX : 043-216-2602

Web: <https://www.hanna.co.jp>

e-mail: sales@hanna.co.jp