

2023年版

# COD、全窒素、全リン測定器

アンモニア態窒素、  
残留塩素、亜硝酸態  
窒素、硝酸態窒素、亜  
硝酸塩など全10項目  
に対応！



デモ機あり！

## 水質総量規制の自主検査・クロスチェックに！

COD(化学的酸素要求量)、全窒素、全リンなどの排水検査・環境調査向けの多項目吸光光度計。自社で排水の水質検査を行う方にぴったりの1台です！設置スペースはA5サイズ(このA4チラシの半分)と非常にコンパクト！波長検証用のバリデーターもあり現場での信頼性の確認もできます。

**HI 83314**(排水向け)はCOD、全窒素、全リン含め全**10項目**(20メソッド)の測定が可能。  
**HI 83399**(多用途)はCODなど以外にも六価クロム、シアン化物、亜鉛、シリカ、鉄や銅など**45項目**(70メソッド以上)の測定ができます。(CODの測定方法はCODCr：ニクロム酸法)

※デモ機のご用意もあります。詳細はお問い合わせください。



HI 83314の  
詳細はこちら



HI 83399の  
詳細はこちら

品番/品名	定価(税抜)
<b>ヒーター(リアクター)のご用意のない方</b>	
HI 83314SET (HI 83314とヒーターのセット)	440,000円
HI 83399SET (HI 83399とヒーターのセット)	470,000円
<b>ヒーターは不要の方</b>	
HI 83314	320,000円
HI 83399	350,000円
<b>試薬やオプション品</b>	
HI 839800 : ヒーター(リアクター)	190,000円
HI 740217 : 安全シールド(ヒーターカバー)	22,000円
HI 72083300 : キャリングケース	38,000円
HI 93754A-25 : COD試薬LR(EPA) 25回分	12,500円
HI 93754B-25 : COD試薬MR(EPA) 25回分	12,500円
HI 93754C-25 : COD試薬HR 25回分	12,500円
HI 93754D-25 : COD試薬LR(水銀不使用) 25回分	10,100円
HI 93754E-25 : COD試薬MR(水銀不使用) 25回分	10,100円
HI 93754F-25 : COD試薬LR(ISO) 25回分	12,500円
HI 93754G-25 : COD試薬MR(ISO) 25回分	12,500円
HI 93754J-25 : COD試薬UHR 25回分	12,500円
HI 93767A-50 : 全窒素試薬LR 約50回分	28,000円
HI 93767B-50 : 全窒素試薬HR 約50回分	30,500円
HI 93758C-50 : 全リン試薬LR 約50回分	14,500円
HI 93763B-50 : 全リン試薬HR 約50回分	20,500円
HI 83314-11 : バリデーター(標準液セット)	37,000円
HI 83399-11 : バリデーター(標準液セット)	37,000円



ヒーター



安全シールド装着時



COD試薬(すべてニクロム酸法)



収納や保管に便利な  
キャリングケース



本体の波長検証用の  
バリデーター

※COD試薬、全窒素試薬、全リン試薬、バリデーターは毒物劇物に該当。  
※HI 83314、HI 83399とともに上記試薬は共通です。  
※LRは低濃度域、MRは中濃度域、HRは高濃度域、UHRは超高濃度域。



# NEW ! COD専用器


## 2023年のNEW製品！コンパクトなCOD専用器

CODだけ測定したい方向けの専用器が登場！ビームスプリッターを組み入れた先進の光学システムを採用し、再現性と安定性を高めます。高精度でありながらスマホと変わらないほどのコンパクトを実現。波長検証用のバリデーターもあり現場での信頼性の確認もできます。

ガラスセルの挿入部は防水性と耐久性があり安心。測定値も自動で50データまで保存します。

COD専用器としては優れたコストパフォーマンスで、ヒーター(リアクター)とセットでの購入も可能です。(CODの測定方法はCODCr：ニクロム酸法)

COD以外に全窒素や全リン、その他項目を測定したい方にはHI 833シリーズがオススメです。



HI 97106の  
詳細はこちら

品番/品名	定価(税抜)
HI 97106	78,000円
<b>試薬やオプション品</b>	
HI 839800：ヒーター(リアクター)	190,000円
HI 93754A-25：COD試薬LR(EPA) 25回分	12,500円
HI 93754B-25：COD試薬MR(EPA) 25回分	12,500円
HI 93754C-25：COD試薬HR 25回分	12,500円
HI 93754D-25：COD試薬LR(水銀不使用) 25回分	10,100円
HI 93754E-25：COD試薬MR(水銀不使用) 25回分	10,100円
HI 93754F-25：COD試薬LR(ISO) 25回分	12,500円
HI 93754G-25：COD試薬MR(ISO) 25回分	12,500円
HI 93754J-25：COD試薬UHR 25回分	12,500円
HI 97106-11：バリデーターセット	17,000円

※COD試薬、バリデーターは毒物劇物に該当。

※LRは低濃度域、MRは中濃度域、HRは高濃度域、UHRは超高濃度域。



COD専用器とヒーターのセットで、

**268,000**円というコストパフォーマンス！

※試薬は別売り

ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6

エム・ベイポイント幕張14F

TEL：043-216-2601

Email：sales@hanna.co.jp

