

2025年版

COD、全窒素、全リン測定器

アンモニア態窒素、
残留塩素、亜硝酸態
窒素、硝酸態窒素、亜
硝酸塩など全10項目
に対応！



デモ機あり！

水質総量規制の自主検査・クロスチェックに！

COD(化学的酸素要求量)、全窒素、全リンなどの排水検査・環境調査向けの多項目吸光光度計。自社で排水の水質検査を行う方にぴったりの1台です！設置スペースはA5サイズ(このA4チラシの半分)と非常にコンパクト！波長検証用のバリデーターもあり現場での信頼性の確認もできます。

HI 83314(排水向け)はCOD、全窒素、全リン含め全**10項目**(20メソッド)の測定が可能。
HI 83399(多用途)はCODなど以外にも六価クロム、シアン化物、亜鉛、シリカ、鉄や銅など**45項目**(70メソッド以上)の測定ができます。(CODの測定方法はCODCr：ニクロム酸法)

※デモ機のご用意もあります。詳細はお問い合わせください。



HI 83314の
詳細はこちら



HI 83399の
詳細はこちら

品番/品名	定価(税抜)
ヒーター(リアクター)のご用意のない方	
HI 83314NSET (HI 83314とヒーターのセット)	570,000円
HI 83399NSET (HI 83399とヒーターのセット)	610,000円
ヒーターは不要の方	
HI 83314	330,000円
HI 83399	380,000円
試薬やオプション品	
HI 839800N : ヒーター(リアクター)	270,000円
HI 740217N : 安全シールド(ヒーターカバー)	39,000円
HI 72083300 : キャリングケース	43,000円
HI 93754A-25 : COD試薬LR(EPA) 25回分	14,000円
HI 93754B-25 : COD試薬MR(EPA) 25回分	14,000円
HI 93754C-25 : COD試薬HR 25回分	14,000円
HI 93754D-25 : COD試薬LR(水銀不使用) 25回分	13,000円
HI 93754E-25 : COD試薬MR(水銀不使用) 25回分	13,000円
HI 93754F-25 : COD試薬LR(ISO) 25回分	14,000円
HI 93754G-25 : COD試薬MR(ISO) 25回分	14,000円
HI 93754J-25 : COD試薬UHR 25回分	14,000円
HI 93767A-50 : 全窒素試薬LR 約50回分	31,000円
HI 93767B-50 : 全窒素試薬HR 約50回分	34,000円
HI 93758C-50 : 全リン試薬LR 約50回分	16,000円
HI 93763B-50 : 全リン試薬HR 約50回分	23,500円
HI 83314-11 : バリデーター(標準液セット)	42,000円
HI 83399-11 : バリデーター(標準液セット)	42,000円



ヒーター



安全シールド装着時



COD試薬(すべてニクロム酸法)



収納や保管に便利な
キャリングケース



本体の波長検証用の
バリデーター

※COD試薬、全窒素試薬、全リン試薬、バリデーターは毒物劇物に該当。
※HI 83314、HI 83399とともに上記試薬は共通です。
※LRは低濃度域、MRは中濃度域、HRは高濃度域、UHRは超高濃度域。